






## Ihre Vorteile mit der Hilotherapie

-  Reduktion der Schmerzintensität
-  Minderung der Schmerzmittelgabe, weniger Nebenwirkungen
-  Bei akuten Schüben jederzeit anwendbar
-  Temperatur und Anwendungsdauer auf individuelles Empfinden anpassbar
-  Verbesserung der Lebensqualität

### Schmerzkiller Eis

Die Konstanz der Temperatur ist ein wesentlicher Vorteil gegenüber üblichen Mitteln wie Eishandschuhen etc. Diese Mittel tauen auf, verlieren ihre Kühlwirkung und müssen je nach Therapie-dauer während der Behandlung gewechselt werden. Zudem bergen sie die Gefahr von Hautverbrennungen durch extreme Kälte in sich.

### Die Hilotherapie

Es handelt sich bei der HILOTHERAPIE um ein Thermo-Heilverfahren, das lokal auf geschädigte Körperpartien einwirkt und den Sauerstoffbedarf des Gewebes, den Stoffwechsel, die Durchblutung und die Schmerzrezeptoren des betroffenen Gewebes beeinflusst. Als Kryotherapie wirkt sie verlangsamend, als Hypothermie anregend. Diese Effekte erzielt die HILOTHERAPIE, gradgenau steuerbar in einem der jeweiligen Indikation entsprechenden Temperaturbereich.

### Leihen statt kaufen!

Unser Angebot für Sie: Leihen Sie ganz einfach unser HILOTHERM Homecare Gerät für die Anwendung der HILOTHERAPIE auch von zu Hause!

Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf, am besten telefonisch unter **0 75 66 / 9 11 99** oder per Mail unter **info@hilotherm.com**. Wir stimmen uns dann mit Ihnen ab und sorgen für die rechtzeitige Lieferung zu Ihnen nach Hause.

**HILOTHERM®**

Hilotherm GmbH | Wittumweg 38 | D - 88260 Argenbühl-Eisenharz  
Tel: 0 75 66 / 9 11 99 | Fax: 0 75 66 / 9 41 51 16  
info@hilotherm.com | [www.hilotherm.com](http://www.hilotherm.com)

## 15 – 22 °C Hilotherapie Schmerzlinderung bei Rheuma




**HILOTHERM®**

Homecare 15–22°C

15–22°C

## Hilotherapie Homecare Die gradgenau steuerbare Kälte-Therapie

Lindern Sie Ihre Schmerzen gradgenau mit der HILOThERAPIE: Behandeln Sie Ihre rheumatischen Beschwerden direkt zu Hause gezielt an Schulter, Ellbogen, Knie, Hand und Fuß mit Hilfe des HILOThERM Homecare Geräts und anatomisch geformten Manschetten für alle relevanten Körperpartien.



### Beobachtungs-Studie

Eine Anwendungsbeobachtung, durchgeführt am Rheumazentrum in Oberammergau, hat gezeigt, dass die Schmerzintensität auf der visuellen 10-stufigen Analogskala bei den Probanden durch Anwendung der HILOThERAPIE von 6 auf 4 sank [durchschnittlicher Wert aller Teilnehmer\*]. Im besten Fall lag die Senkung des individuellen Schmerzempfindens sogar bei 2 statt vorher 7.



In 25 % der Fälle reduzierte sich der Schmerzmittelbedarf. Das heißt: weniger Medikamente, die häufig starke Nebenwirkungen verursachen können. Die durchschnittliche Behandlungsdauer betrug 15 Minuten bei einer durchschnittlichen Kühltemperatur von 15 °C.



#### Praktisch

Handlich und mit 2,9 kg (Leergewicht) leicht transportierbar



#### Einfach

Das brauchen Sie: Einen Stromanschluss und destilliertes Wasser



#### Unabhängig

Jederzeit und unabhängig von Terminen kurzfristig anwendbar



### Wie hilft die HILOThERAPIE bei Rheuma?

Das Homecare-Gerät bildet mit Manschetten und Leitungen ein geschlossenes Kreislaufsystem und wird so zu Ihrer persönlichen ‚Kältekammer‘ für zu Hause.

Kältetherapie wird vom Berufsverband Deutscher Rheumatologen ausdrücklich empfohlen: Die konstante Kälte sorgt für die gewünschten Wirkungen der HILOThERAPIE. Das beginnt mit der Blockade der Schmerzrezeptoren. Die ‚Leitung‘ der Impulse von betroffenen Partien zum Gehirn wird unterbrochen und das Schmerzempfinden gestoppt.

Ein zweiter Effekt: Wird das lokale Gewebe abgekühlt, tritt an dieser Stelle eine Minderung der Durchblutung und des lokalen Stoffwechsels ein. Beides wirkt sich entzündungshemmend und abschwellend aus.